
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate Centrifuge : mikro 22R)

หมายเลขครุภัณฑ์ 13.6630.015.001 346001

ภาพประกอบ



รายละเอียด ผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือจะต้องเปิดอุปกรณ์ประกอบตามขนาดของการทดลองคือ 1. หัว Rotor ขนาด 1.5ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 1.0ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 24 หลอด 2. หัว Rotor ขนาด 15ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 12ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 8 หลอด (ผู้ใช้งานเครื่องมือจะต้อง Balance น้ำหนักชุดหลอดคู่ตรงข้ามด้วยเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่งเสมอ)

ที่ตั้ง 1-316

ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288

ผู้ดูแล 2 -