
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์

Homogenizer

หมายเลขครุภัณฑ์

ยังไม่มีเลขครุภัณฑ์

ภาพประกอบ



รายละเอียด

ใช้ผสมสารละลายและตัวอย่างที่เป็นของเหลวได้ปริมาณตั้งแต่ 10-1500 มิลลิลิตร สามารถปั่นได้ความเร็วรอบสูงสุด 24000 rpm ระบุอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย ในช่อง => รายละเอียดการใช้งาน <= ด้วยนะค่ะ และสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มการใช้งานเครื่องฯทุกครั้งค่ะ

ที่ตั้ง

3-404

ผู้ดูแล 1

กนกกาญจน์ พรรณาไทร โทร. 48293

ผู้ดูแล 2

วรางคณา เตมียะ โทร. 48250