

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์	Homogonizer (Ystral รุ่น X series)
หมายเลขครุภัณฑ์	ร
ภาพประกอบ	- ไม่มีภาพประกอบ -
รายละเอียดที่ตั้ง	ใช้ปั่นผลสมสารที่เป็นของเหลว มีหัวปั่นให้เลือก 1.ปริมาณ 0.2 – 50 ml 2.ปริมาณ 30 – 100 ml 3.ปริมาณ 100 – 1,500 ml 4.ปริมาณ 500 – 5,000 ml
ผู้ดูแล 1	วรพงษ์ ทับรัตน์ โทร. 48298
ผู้ดูแล 2	-